
**Bekanntmachung der Spitzenverbände der Pflegekassen
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 04. Oktober 2005 -
Bundesanzeiger Nr. 211 vom 09. November 2005
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen**

Produktgruppe: 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung

Positions Nr.	52.40.01.1007
Bezeichnung	Hausnotrufgerät CareCall Home mit Funksender
Hersteller	HOSPICOM HEALTHCARE
Konstruktionsmerkmale	Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb mit und ohne Zentrale möglich, Programmierung des Gerätes erfolgt über einen PC mit entsprechender Software, bei Einsatz als Solitärgerät erfolgt Notrufsignalisation durch speicherbaren Text, Verbindungsdauer ist dann auf drei Minuten begrenzt.
Bemerkung	Das Produkt muss mit Funkfinger oder Armbandfunker ausgeliefert werden